

Checkliste Service & Unterhalt

Inspektion und technische Funktionsprüfung	✓
Prüfung der Statusanzeige und der Bereitschaft	✓
Prüfung von Kabel und Steckverbindungen	✓
Prüfung der Analyse- und Schockfunktion bei Kammerflimmern	✓
Prüfung der Analysefunktion bei Asystolie	✓
Prüfung der Analysefunktion bei Sinusrhythmus	✓
Prüfung der aktuell geltenden Leitlinien zur Reanimation	✓
Prüfung der Anzeige- und Displayfunktionen	✓
Prüfung der Audio-Aufforderungen	✓
Prüfung des Kindermodus oder der Kinderelektroden	✓
Prüfung der Haltbarkeit der Elektroden	✓
Prüfung der Kapazität der Batterie	✓
Prüfung des AED-Ersthelfer-Set	✓
Säuberung der Aufbewahrungsvorrichtung	✓
Prüfung der Signalisation vor Ort	✓
Registrierung zur Rückverfolgbarkeit	✓
Erstellung eines ausführlichen Serviceprotokolls	✓

